

Installationsanvisning för **Opus update**

- Stäng alla program på samtliga datorer inklusive Opus Dental
- Kör **Opus update** på samtliga datorer (**Olika versioner kan skada databasen**)
- Starta inte Opus förrän samtliga datorer är uppdaterade
- Börja med att starta Opus på den dator där databasen finns (Låt Opus uppdatera databasen om ett sådant meddelande visas)
- Starta först herefter Opus på övriga datorer

När **Opus update** startat visas först välkommen-bilden.


I denna finns också installationsanvisningen, läs igenom den noga innan.



Klicka sedan på knappen *Nästa*


Nu packas installationspaketet upp och **Opus update** kontrollerar och förbereder för installationen.

När allt är klart för installation visas startbilden se nästa sida



Kontrollera versionerna och klicka sedan på knappen *Nästa*.

När installationen sedan är klar visas bilden nedan.



Klicka på knappen *OK* för att avsluta.