




Etikettutskrifter; konfiguration i Opus Dental

För att koppla etikettskrivaren till Opus Dental måste du först ange en sökväg från Opus Dental till MS Word.

1. Gå till **Utforskaren** i datorn. Välj **Verktyg** och sedan **Sök filer och mappar**.
2. Skriv *Winword* i fältet **Namn**, för att söka fram i vilken katalog programmet finns på din dator.
3. Notera exakt var programmet finns, t ex *C:\Program\Microsoft Office\Office\Winword.exe*.
4. Stäng Utforskaren och gå in i Opus Dental.
5. Välj **Verktyg > Inställningar – denna arbetsstation > Generellt**.



6. Skriv in sökvägen till MS Word enligt noteringen från **Utforskaren** (punkt 3).



-
7. Klicka OK för att spara sökvägen till ordbehandlaren. Nu öppnas MS Word automatiskt när du klickar på knappen **Ordb**. I knappraden, eller väljer **Ordbehandlare** under menyn **Verktyg**.