



Opus Service

Bakgrund

SQL Server Express saknar tjänsten SQL Server Agent och därmed funktionen att kunna schemalägga automatisk backup. Under en tid har vi använt oss av den inbyggda schemahanteraren i Windows, men bland annat beroende på att denna är väldigt olika programmeringsmässigt i olika Windowsversioner har vi valt att utveckla en egen service.

Installationskrav

- .Net 3.5 SP1
- SQL Server 2008 "core-components"
- Opus Dental 6.1 eller senare

Inga av ovanstående krav kontrolleras i installationen. Vi rekommenderar att man installerar den senaste versionen av Opus Dental och SQL Server 2008 innan man installerar Opus Service. På så sätt så blir installationskraven uppfyllda innan.

Installationen

- Ladda ner installationsfilen och starta den
- Följ anvisningarna i installationen

Installationen startar automatiskt tjänsten och ställer den i läge att alltid starta automatiskt när datorn startar.

Inställningar

Opus Service administreras via DBTool6 som automatiskt installeras med Opus Dental 6.0 och nyare versioner.

Snabbguide

- Klicka på Start > Kör
- Skriv DBTool6 och klicka OK
- Logga in
- Gå till menyalternativ Underhåll av databas – Opus Service
- Klicka på den stora knappen med datorsymbolen
- Markera opusinstansen och klicka så den kommer under "Current servers"
- Gå sedan till menyalternativ Underhåll av databas – Säkerhetskopiera databas
- Välj databasen i listan databas:
- Klicka på "ny-knappen"
- Gör inställningar när backupen skall köras och mapp där filerna skall sparas



-
- Avsluta med att i Opus Service kontrollbild klicka på knappen "Run" och kontrollera att det blir backup

För detaljerad installationsanvisning se annan dokumentation.